

Fotona
манипула FS01

01.

Fotona манипула **FS01**

- Коллагеновый буст для ваших пациентов
- Незаменимый инструмент для всех видов фракционных абляционных процедур
- Решение 7 ключевых косметологических задач за одно посещение






Рис.1: *манипула Fotona FS-01 обеспечивает быстрое и равномерное проникновение в кожу*

Принцип действия

Фракционная манипула FS01 создает сверхточные микроканалы диаметром 250 мкм на глубине от 100 микрон и больше, стимулируя максимальную выработку коллагена и эластина с помощью уникальной технологии дифракционной оптики. Работает методом «штампа».

Высокая скорость

40 минут – максимальное
время процедуры по лицу,
шее и параорбитальным зонам.
Исключительно высокая скорость
работы даже в сложных случаях.
Манипула производит 81 идентичное
микроканальное отверстие
за одну лазерную вспышку.




Рис.2: *Стандартный тест на бумаге: FS-01 создает 81 исключительно точный микроканал за одну лазерную вспышку*

02.

Эффективность

- Впечатляющие результаты на лице, в области век и декольте
- Оптическое выравнивание кожи
- Уменьшение глубины морщин до 70%
- Выраженное сокращение избытка кожи до 30%
- Эластичность, тонус и рельеф
- Улучшение цвета и тона кожи
- Лифтинг
- Полное исчезновение или значительное сокращение атрофических повреждений



03.

04.

Безопасность

Сверхточное и глубокое воздействие манипулы Fotona FS01.

Настраиваемое соотношение зон абляции и коагуляции.

Без повреждения окружающих тканей.

В сочетании с фракционным режимом режимом TURBO максимальный контроль глубины воздействия
для совершенных результатов:
300 мкм
400 мкм
500 мкм





Удобство и долговечность

Манипула Fotona FS01 выполнена из облегченного титанового сплава.


Плавность и маневренность процедур на всех участках лица и шеи.

Совместима со всеми лазерными системами Fotona ER:YAG без дополнительных затрат на адаптеры и насадки.

05.

Преимущества манипулы Fotona FS01

ТОР 3 самых востребованных фракционных абляционных процедур с минимальной инвазией:
хроно- и фотоомоложение, лечение рубцов постакне и стрий



Работа с двумя видами повреждений в абляции и коагуляции для wow результатов

Сокращенная реабилитация от 3 до 5 дней вместо привычных 2-х недель

Без поствоспалительной эритемы и пигментации

Сверхмощная стимуляция коллагена естественным способом. Точно контролируемое лазерное воздействие максимально активирует синтез коллагена и дает видимые результаты.

Нарастающий эффект после применения в течение 30-60 дней

Fotona
choose perfection

Fotona в России

www.fotona.ru

8 800 222 97 97

Адрес:

ул. Нежинская, д. 8, корп. 1

Санкт-Петербург, 4-я линия В. О., д. 13